

ClearGuard™ HD

Συσκευή Αντιμικροβιακού φραγμού

biokon
MEDICAL & BIOTECH
PRODUCTS LTD

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκευής
ClearGuard™HD σε καθετήρα αιμοκάθαρσης.

ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.
Λ. Μαραθώνος 112, 15344 Γέρακας
Τ: 2108049747 | Ε: info@biokon.gr
www.biokon.gr

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ:

1. Χρησιμοποιήστε το συνήθη εξοπλισμό και τις τρέχουσες συνιστώμενες νοσηλευτικές πρακτικές για την πρόσβαση, την έκπλυση και το κλείδωμα του καθετήρα πριν από την τοποθέτηση μιας συσκευής ClearGuard™ HD σε έναν καθετήρα αιμοκάθαρσης.

2. Βεβαιωθείτε ότι το clamp του άκρου του καθετήρα είναι κλειστό και ο καθετήρας είναι πλήρης με το διάλυμα κλειδώματος (locking solution) έως το άκρο του, ενώ η σύριγγα που χρησιμοποιείτε για το κλείδωμα είναι συνδεδεμένη με τον καθετήρα.



▶ Αφαιρέστε το σετ των δύο συσκευών ClearGuard™HD από την προστατευτική θήκη αλουμινίου που περιέχονται.

▶ Αφαιρέστε μία μόνο συσκευή ClearGuard™HD (κόκκινο ή μπλε), περιστρέφοντας τον δακτύλιο ασφάλισης αριστερόστροφα, φροντίζοντας να χειρίζεστε μόνο τον δακτύλιο ασφάλισης, χωρίς να αγγίζετε τη ράβδο.
▶ Απομακρύνετε και απορρίψτε τη σύριγγα κλειδώματος.

▶ Εισαγάγετε προσεκτικά τη ράβδο του ClearGuard™HD στο άκρο του καθετήρα και εφαρμόζοντας μια ταυτόχρονη κίνηση ώθησης και περιστροφής, σφίξτε περιστρέφοντας δεξιόστροφα. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά την είσοδο της ράβδου στον αυλό του καθετήρα θα υπάρξει υπερχειλίση του διαλύματος κλειδώματος, αυτό είναι επιθυμητό.
▶ Τοποθετήστε τη δεύτερη συσκευή ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ:

1. Χρησιμοποιήστε το συνήθη εξοπλισμό και τις τρέχουσες συνιστώμενες νοσηλευτικές πρακτικές για την αφαίρεση της συσκευής ClearGuard™HD από έναν καθετήρα αιμοκάθαρσης.

2. Βεβαιωθείτε ότι το clamp του καθετήρα είναι κλειστό.



▶ Κρατείστε προσεκτικά το άκρο του καθετήρα με το ένα χέρι και, χρησιμοποιώντας το άλλο χέρι, αφαιρέστε τη συσκευή του ClearGuard™HD περιστρέφοντας αριστερόστροφα και απορρίψτε.

▶ Αφού αφαιρεθεί η πρώτη συσκευή, συνεχίστε χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες συνιστώμενες νοσηλευτικές πρακτικές. Αφαιρέστε την άλλη συσκευή ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Μετά την απομάκρυνση της συσκευής ClearGuard™ HD αναρροφήστε κατ' ελάχιστον 5ml από το διάλυμα πλήρωσης του καθετήρα. Αυτό θα αποτρέψει το διάλυμα κλειδώματος και τον αντιμικροβιακό παράγοντα από το να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή αφού αφαιρεθεί, δεν πρέπει ποτέ να επαναχρησιμοποιείται ή να επανασυνδέεται στο άκρο του καθετήρα καθώς μπορεί να προκληθεί μόλυνση του καθετήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε τη ράβδο της συσκευής ClearGuard™ HD ή το σπείρωμα να έρθει σε επαφή με μη-αστερωμένα αντικείμενα. Το άγγιγμα της ράβδου ή του σπείρωματος με μη-αστερωμένα αντικείμενα μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση της κυκλοφορίας του αίματος. Απορρίψτε τη συσκευή ClearGuard™HD εάν η ράβδος ή το σπείρωμα έρθουν σε επαφή με μη-αστερωμένα αντικείμενα ή χέρια με γάντια.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ClearGuard™ HD στις παρακάτω περιπτώσεις:

ασθενείς που είναι αλλεργικοί στη χλωρεξιδίνη | ασθενείς που είναι αλλεργικοί στο νάυλον και στο πολυπροπυλένιο | σε καθετήρες με διαστάσεις μη συμβατές με τη συσκευή ClearGuard™ HD | σε καθετήρες με άκρα, στα οποία η ράβδος του ClearGuard™ HD ενδέχεται να εκτείνεται πέραν του clamp | σε καθετήρες που εκλύουν αντιμικροβιακό παράγοντα από το εσωτερικό του αυλού.

