

clinell®

www.clinell.com

biokon
MEDICAL & BIOTECH
PRODUCTS LTD

Μαζί χτίζουμε

την ασφάλεια

της υγείας

Ιοί όπως ο νοροϊός και η γρίπη, μικρόβια όπως ο Σταφυλόκοκκος και οργανικοί ρύποι μεταφέρονται μέσω του αέρα κάθε φορά που μιλάμε, φτερνιζόμαστε ή βήχουμε, τελικά προσγειώνονται σε επιφάνειες όπου ανυποψίαστοι τα συλλέγουμε με τα χέρια μας και τα εξαπλώνουμε περαιτέρω.

Πώς μπορείς να μειώσεις την εξάπλωση;

Σας έχουμε καλύψει!

Η γκάμα των λύσεων πρόληψης λοιμώξεων Clinell® διασφαλίζει ότι όλες οι καθημερινές ανάγκες υγιεινής, καθαρισμού και απολύμανσης επιφανειών και αέρα ικανοποιούνται με νοσοκομειακού επιπέδου λύσεις.*



rediair™

Άμεση απολύμανση αέρα.

Το Rediair™ παρέχει **καθαρό αέρα** όπου και όταν τον χρειάζεστε. Σύλληψη σωματιδίων, οσμών και **το 99,995% αερομεταφερόμενων παθογόνων.**

from the makers of
clinell®



*Τα προϊόντα Clinell είναι το no1 brand στα Αγγλικά Νοσοκομεία ενώ οι λύσεις μας στο έλεγχο των λοιμώξεων εφαρμόζονται στο 90% των Ελληνικών Νοσοκομείων

ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.

Λεωφόρος Μαραθώνος 112 Τ: 2108049747
15344 Γέρακας F: 2108049377
info@biokon.gr **biokon**
www.biokon.gr MEDICAL & BIOTECH
PRODUCTS LTD

Νοσοκομειακού επιπέδου καθαριότητα σε αέρα και επιφάνειες.

Διατηρήστε την καθαριότητα μέσα στην ημέρα.
Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις της πολυκοσμίας.
Επικοινωνήστε τις δράσεις σας.



CLINELL® UNIVERSAL

Απολυμαντικά πανάκια για τον καθημερινό καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών, εξοπλισμού, και μη επεμβατικών Ιατροτεχνολογικών συσκευών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΚΕΤΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
CW200	Universal - Πακέτο με κλείστρο ασφαλείας τύπου Flip-Top	200 ΠΑΝΑΚΙΑ	6 ΠΑΚΕΤΑ
CWD	Wall Mounted Dispenser - Επιτοίχια βάση τοποθέτησης πακέτων	1 ΒΑΣΗ	24 ΠΑΚΕΤΑ

Αποτελεσματικό

- Καθαρίζει οργανικούς ρύπους
- Σκοτώνει το 99.99% των παθογόνων με ένα πέρασμα

Εύχρηστο

- Άμεση χρήση κοντά στα σημεία που χρειάζεται
- Σχεδιασμένο για τον επαγγελματία

REDIAIR™

Μέγεθος δωματίου: **Μεγάλο.**

Τοποθέτηση: **Τροχήλατο με χερούλι, για επιδαπέδια τοποθέτηση.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	RAIR-EU	ΡΟΗ ΑΕΡΑ	200-600 m ³ /h
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Υ: 66,9 x Π: 40 x Β: 40 εκ.	ΘΟΡΥΒΟΣ	22 - 66 dB
ΒΑΡΟΣ	15,1 Kg	ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Αυτόματη / Χειροκίνητη / Turbo / Νυχτερινή
ΠΑΡΟΧΗ	85 W		
ΦΙΛΤΡΑ	ΠΡΟ-ΦΙΛΤΡΟ	ΦΙΛΤΡΟ HEPA 14	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
RAIR-S01	RediAir Replacement HEPA 14 Filter Pack	5 ΣΕΤ

Εντυπωσιακά Αθόρυβο Μοναδικά ισχυρό Σχεδιασμένο να λειτουργεί μόνο του

Καλύπτει αίθουσες έως 100τμ* με αυτόνομη ρύθμιση για αποτελεσματική δράση σε σωματίδια (ρύποι), μικρόβια, οσμές, με χειρουργικού επιπέδου φίλτρα.

*Αίθουσα ύψους 3μ με 2 αλλαγές αέρα / ώρα.

Δείτε επίσης



Εκνεφούμενο απολυμαντικό επιφανειών

NDP Air Total+



Non-woven πετσέτες μιας χρήσης

CONTI

